

Anti-Ptprf Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P10586

Número do item: CM0028452



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTPRF humano (LAR), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundonte. O alvo é um receptor de adesão celular de 213 kDa com atividade de proteína tirosina fosfatase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPRF pAb de Coelho
Observações/Apelido	LAR; BNAH2; PTPRF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5792
GeneID	5792
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1016-1250 do PTPRF humano (NP_002831.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10586
Peso da Proteína	213kDa
Envio	Saco de gelo