


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ptprn2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92932

Número do item: CM0014462



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o PTPRN2 humano (IA-2beta, phogrin), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de secreção e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPRN2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IAR; ICAAR; PTPRP; IA-2beta; R-PTP-N2; PTPRN2
Espécie	Humano
GeneID	5799
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-242 do PTPRN2 humano (NP_570858.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92932
Peso Proteico	111kDa
Envio	Saco de gelo