


## Anticorpo Monoclonal Anti-Ptprr Para Wb, Elisa - Q15256

Número do item: CM0002821



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao PTPRR humano (Fosfatase proteica tirosina do tipo receptor R), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas de sinalização MAPK.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PTPRR Rabbit mAb                                                                                        |
| Observações/Apelido | PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                  |
| ID do Gene (Humano) | 5801                                                                                                    |
| ID do Gene          | 5801                                                                                                    |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PTPRR humano (Q15256) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                  |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                        |
| SWISS               | Q15256                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 74kDa                                                                                                   |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                            |