


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ptprr Para Wb, Elisa - Q15256

Número do item: CM0015116



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTPRR validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas e de rato. Tem como alvo a proteína tirosina-fosfatase R do tipo receptor, um regulador da MAPK. Ideal para pesquisas sobre sinalização e fosfatases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPRR pAb de Coelho
Observações/Alias	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5801
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-227 do PTPRR humano (NP_002840.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15256
Peso da Proteína	74 kDa
Envio	Bolsa de gelo