

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ptpru Para Wb, Elisa - Q92729

Número do item: CM0031004



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PTPRU humano (tirosina-proteína fosfatase do tipo receptor U). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para estudos de adesão celular, proliferação e integridade epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPRU Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FMI; PTP; PCP-2; PTP-J; PTPRO; PTPU2; PTP-PI; PTP-RO; PTPPSI; hPTP-J; R-PTP-U; R-PTP-PSI; PTPRU
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10076
GeneID	10076
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da PTPRU humana (NP_005695.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q92729
Peso Proteico	162kDa
Envio	Bolsa de gelo