


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ptrf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Nzi2

Número do item: CM0019007



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTRF (Cavin-1) validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre formação de caveolas, biologia dos adipócitos e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PTRF Rabbit pAb
Observações/alias	CGL4, PTRF, CAVIN, FKSG13, cavin-1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	284119
ID do gene	284119
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-280 do PTRF humano (NP_036364.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q6Nzi2
Peso da proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo