

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ptrh1 Para Wb, Elisa - Q86Y79

Número do item: CM0016199

introdução

PTRH1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido contra a proteína PTRH1 humana recombinante, adequado para WB e ELISA. Tem como alvo a peptidil-tRNA hidrolase envolvida no controle de qualidade associado ao ribossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTRH1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PTH1; C9orf115; PTRH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	138428
GeneID	138428
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-214 do PTRH1 humano (NP_001002913.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86Y79
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo