

Anticorpo Policlonais Anti-Ptrh2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3E5

Número do item: CM0028239



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PTRH2 (BIT1/PTH2) para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PTRH2 humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em apoptose e mitocôndria.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTRH2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PTH; BIT1; PTH2; PTH 2; CFAP37; IMNEPD; CGI-147; PTRH2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51651
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-179 da PTRH2 humana (NP_057161.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3E5
Peso da Proteína	19kDa
Transporte	Bolsa de gelo