

Anticorpo Policlonal Anti-Pts (6-Piruvil Tetrahydrobiopterina Sintase) Para Wb, Elisa - Q03393

Número do item: CM0028868



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTS humana (6-piruvil tetrahydrobiopterina sintase), adequado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Útil para pesquisas sobre a biossíntese de BH4 e fenilcetonúria.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTS Rabbit pAb
Observações/Alias	PTPS; PTS
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5805
ID do Gene	5805
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03393
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo