


Anticorpo Policlonal Anti-Ptx3 Para Wb E Elisa - P26022

Número do item: CM0015684



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece PTX3 humano (TSG-14/TNFAIP5), validado para western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos sobre imunidade inata, inflamação e biologia relacionada à pentraxina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTX3 Coelho pAb
Observações/Apelido	TSG-14; TNFAIP5; PTX3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5806
ID do Gene	5806
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-381 do PTX3 humano (NP_002843.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26022
Peso Proteico	42kDa
Envio	Em saco de gelo