


Anticorpo Monoclonal Anti-Pu.1/Spi1 Para Wb, If, Ihc-P, Fc, Elisa - P17947

Número do item: CM0007005



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho PU.1/SPI1 validado para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica, citometria de fluxo e ELISA. Visa o fator de transcrição PU.1 humano (31 kDa, SWISS: P17947) para pesquisa hematopoiética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PU.1/SPI1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; PU.1/SPI1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6688
ID do Gene	6688
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PU.1/SPI1 humano (NP_003111.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17947
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo