


Anticorpo Policlonado Puf60 De Coelho Para Wb, Ip, Elisa - Q9Uhx1

Número do item: CM0030752



introdução

Anticorpo policlonado de coelho que tem como alvo o PUF60 humano, validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA, com reatividade cruzada em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transcrição e splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PUF60 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FIR; VRJS; RoBPI; SIAHBP1; PUF60
Espécie	Humano
GeneID	22827 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 243-542 do PUF60 humano (NP_055096.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHX1
Peso da Proteína	60kDa
Transporte	Bolsa de gelo