

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pumilio 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Número do item: CM0003430



introdução

A CamelBio oferece o Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Pumilio 1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com Pumilio 1 humano e de camundongo (Q14671). Ideal para pesquisa de proteínas de ligação a RNA. Enviado em gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pumilio 1 Rabbit mAb
Observações/Alias	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
Espécie	Humano
ID do Gene	9698
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 104-203 da Pumilio 1 humana (Q14671)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14671
Peso da Proteína	126kDa
Envio	Saco de gelo