

Anti-Pumilio 1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Número do item: CM0025661



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Pumilio 1 humano (PUM1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação pós-transcricional e proteínas de ligação ao RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pumilio 1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9698
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do Pumilio 1 humano (NP_055491.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14671
Peso da Proteína	126kDa
Envio	Saco com gelo