

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pumilio 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Número do item: CM0018219



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Pumilio 1 humano (PUM1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA e reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa de proteínas de ligação a RNA e regulação pós-transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pumilio 1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUM1; SCA47; Pumilio 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9698
GeneID	9698
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do Pumilio 1 humano (NP_055491.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14671
Peso Proteico	126kDa
Envio	Saco de gelo