


Anticorpo Monoclonal Anti-Pumilio 2 Para Wb, Elisa - Q8Tb72

Número do item: CM0003053



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Pumilio 2 (PUM2) humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de ligação a RNA, regulação pós-transcricional e biologia de células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pumilio 2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	PUMH2; PURL2; Pumilio 2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23369
GeneID	23369
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Pumilio 2 humano (Q8TB72).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TB72
Peso da Proteína	114kDa
Envio	Bolsa de gelo