

Anticorpo Monoclonal Anti-Receptor Purinérgico P2Y6 Para Wb E Elisa - Q15077

Número do item: CM0012249

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o receptor purinérgico P2Y6 humano (P2Y6, Q15077). Validado para aplicações de WB e ELISA. Reconhece um GPCR de 36 kDa que media a sinalização de cálcio induzida por UDP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor Purinérgico P2Y6 mAb de Coelho
Observações/Apeliido	P2Y6; Receptor Purinérgico P2Y6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5031
ID do Gene	5031
Imunogénio	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 229-328 do Receptor Purinérgico P2Y6 humano (Q15077).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15077
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo