

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Receptor Purinérgico P2Y6 Para Wb, Elisa - Q15077

Número do item: CM0018972

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra P2RY6 (P2Y purinoceptor 6) humano. Adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. O alvo é um receptor acoplado à proteína G para UDP, UTP e ATP, que media a sinalização de cálcio. Ideal para pesquisa em GPCR e sinalização de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Receptor Purinérgico P2Y6
Observações/Alias	P2Y6; Receptor Purinérgico P2Y6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5031
GeneID	5031
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 200-300 da P2RY6 humana (NP_789766.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15077
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de gelo