

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pus1 Para Wb, Elisa - Q9Y606

Número do item: CM0029340



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PUS1 humano, validado para WB e ELISA. Ideal para estudar pseudouridilação, splicing de mRNA e doenças mitocondriais. Reage cruzadamente com PUS1 humano a 47 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PUS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MLASA1; PUS1
Espécie	Humano
ID do Gene	80324 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 308-427 do PUS1 humano (NP_079491.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y606
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo