

Anticorpo Policlonal Anti-Pus10 Para Wb E Elisa - Q3Mit2

Número do item: CM0021548



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PUS10 humano, validado para Western blotting e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para investigar vias de pseudouridilação de tRNA e processamento de miRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PUS10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DOBI; Hup10; CCDC139; PUS10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	150962
GeneID	150962
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q3MIT2
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo