


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Pus7 Para Wb, Elisa - Q96Pz0

Número do item: CM0018937



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-PUS7 validado para WB e ELISA, direcionado ao PUS7 humano com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar pseudouridilação de RNA e regulação de splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PUS7 Coelho pAb
Observações/Apêndice	IDDABS; PUS7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54517
ID do Gene	54517
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 352-661 do PUS7 humano (NP_061915.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96PZ0
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de Gelo