

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pvrig Para Wb, Elisa - Q6DKi7

Número do item: CM0023192



introdução

Anticorpo anti-PVRIG (CD112R) policlonal de coelho de alta qualidade, validado para WB e ELISA. Ideal para explorar a sinalização coinibitória de células T e vias de checkpoint imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PVRIG pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD112R; C7orf15; PVRIG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79037
GeneID	79037
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 193-326 do PVRIG humano (NP_076975.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6DKI7
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de Gelo