

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pvrl1 Para Wb, Elisa - Q15223

Número do item: CM0022530



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PVRL1 humano (Nectin-1/HveC/CD111), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre adesão celular e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PVRL1 pAb de Coelho
Observações/Apeliido	ED4; PRR; HIgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5818
GeneID	5818
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-517 do PVRL1 humano (NP_002846.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15223
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo