

Anticorpo Monoclonal Anti-Pvrl1/Nectin1 Para Fc - Q15223

Número do item: CM0007721



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a Nectina-1 humana (PVRL1/CD111), validado para citometria de fluxo. Adequado para investigar adesão celular, entrada de herpesvírus e desenvolvimento neural. Reage com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PVRL1/NECTIN1 mAb de coelho
Observações/Apelidos	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectina-1; PVRL1/NECTIN1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5818
GeneID	5818
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-334 da PVRL1/NECTIN1 humana (NP_002846.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q15223
Peso da Proteína	57kDa/51kDa/39kDa
Envio	Saco de gelo