


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pvrl3 Para Wb, Elisa - Q9Nqs3

Número do item: CM0029931



introdução

Anticorpo policlonal produzido contra PVRL3 humano (Nectina-3, CD113). Adequado para Western blot e ELISA, apresenta reação cruzada com camundongo. Útil para estudos de adesão celular, orientação de axônios e junções celulares. - Q9NQS3

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PVRL3 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	PPR3; PRR3; CD113; PVRL3; PVRR3; CDW113; NECTIN-3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25945
GeneID	25945
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 127-366 da PVRL3 humana (NP_001230215.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NQS3
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo