

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pvrl4 (Nectina-4) Para Wb E Elisa - Q96Ny8

Número do item: CM0019303



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PVRL4 humano (Nectina-4, LNIR, PRR4) validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de adesão celular e vírus do sarampo. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PVRL4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectina-4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	81607
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-146 da PVRL4 humana (NP_112178.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96NY8
Peso da Proteína	55kDa
Transporte	Saco de gelo