

Anticorpo Monoclonal Anti-Pwp1 Para Wb, Elisa - Q13610

Número do item: CM0003358

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho reconhece especificamente o PWP1 humano (homólogo da proteína de triptofano periódico 1), um fator associado à cromatina nucleolar. Validado para WB e ELISA; o imunogênio recombinante corresponde aos aa 460-501. Peso molecular previsto: 56 kDa. UniProt Q13610.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PWP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NCLB; IEF-SSP-9502; PWP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11137
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 460-501 do PWP1 humano (NP_008993.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13610
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de Gelo