

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pxdn Para Wb, Elisa - Q92626

Número do item: CM0012187

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PXDN humano para aplicações WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de matriz extracelular, membrana basal e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PXDN mAb de Coelho
Observações/Apelidos	PXN; VPO; MG50; PRG2; ASGD7; COPOA; D2S448; D2S448E; hsPxd01
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7837
GeneID	7837
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 431-520 da PXDN humana (NP_036425.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92626
Peso Proteico	165kDa
Envio	Bolsa de gelo