

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pxdn Para Wb E Elisa - Q92626

Número do item: CM0022472

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PXDN humano (Peroxidasin homólogo). Validado para WB e ELISA, apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa de matriz extracelular e membrana basal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PXDN Rabbit pAb
Alternativos	PXN, VPO, MG50, PRG2, ASGD7, COPOA, D2S448, D2S448E, hsPxd01, PXDN
Espécie	Humano
ID do Gene	7837
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1320-1479 do PXDN humano (NP_036425.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92626
Peso Proteico	165 kDa
Envio	Bolsa de gelo