

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pxk Para Wb E Elisa - Q7Z7A4

Número do item: CM0014064

introdução

O anticorpo policlonal de coelho contra PPK tem como alvo a proteína semelhante à quinase contendo domínio PX (MONAKA), um regulador da Na,K-ATPase e da transmissão sináptica. Adequado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Detecta uma banda de 65 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPK Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLOB; MONAKA; PPK
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	54899
ID do Gene	54899
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da PPK humana (NP_060241.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z7A4
Peso da Proteína	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo