

Anticorpo Policlonal Anti-Pycr1 Para Wb, Elisa - P32322

Número do item: CM0028892



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PYCR1 humano, validado para Western blot e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de biossíntese de prolina e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PYCR1 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5831
ID do Gene	5831
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-319 do PYCR1 humano (NP_008838.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32322
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo