

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pycr1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P32322

Número do item: CM0008024



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra PYCR1 humana, validado para WB, IF, IHC e ELISA. Ideal para estudos de metabolismo da prolina, função mitocondrial e resposta ao estresse oxidativo. Conta com o suporte da cadeia de suprimento de matéria-prima para IVD completa da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PYCR1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	5831
GeneID	5831
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 211-310 da PYCR1 humana (NP_008838.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P32322
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo