

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pycr1 Para Wb, Elisa - P32322

Número do item: CM0017363



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PYCR1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta PYCR1 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de biossíntese de prolina e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho PYCR1                                                                                                      |
| Observações/Apelido | P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 5831                                                                                                                     |
| ID do Gene          | 5831                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-319 do PYCR1 humano (NP_008838.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | P32322                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 33kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |