


Anticorpo Policlonal Anti-Pycr2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96C36

Número do item: CM0018190



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PYCR2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta uma proteína de 34 kDa e é adequado para estudar a biossíntese da prolina e o estresse oxidativo em amostras humanas, de rato e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PYCR2 Coelho pAb
Observações/Apelido	HLD10; P5CR2; PYCR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29920
GeneID	29920
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 271-320 da PYCR2 humana (NP_037460.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96C36
Peso Proteico	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo