

Anticorpo Policlonal Anti-Pycrl Para Wb E Elisa - Q53H96

Número do item: CM0022882

introdução

Anticorpo policlonal de coelho PYCRL validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para investigar a biossíntese de prolina e vias metabólicas. Otimizado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PYCRL Rabbit pAb
Observações/Apelido	PYCRL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	65263
GeneID	65263
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 13-286 do PYCRL humano (NP_075566.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q53H96
Peso Proteico	29kDa
Envio	Em saco de gelo