

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pygl - P06737

Número do item: CM0024931



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PYGL humano (glicogênio fosforilase hepática) para aplicações em WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta PYGL humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de homeostase da glicose e metabolismo do glicogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-PYGL
Observações/Apelido	GSD6; PYGL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5836
ID do Gene	5836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 690-847 do PYGL humano (NP_002854.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06737
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de Gelo