

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pygm Para Wb, Elisa - P11217

Número do item: CM0028537



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PYGM humano (miofosforilase), validado para WB e ELISA. Reage com amostras de humano, rato e camundongo. Para pesquisa sobre metabolismo do glicogênio e doença de McArdle.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PYGM Rabbit pAb
Observações/Apelido	GSD5; PYGM
Espécie	Humano
ID do Gene	5837
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 743-842 do PYGM humano (NP_005600.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11217
Peso Proteico	97kDa

Envio