

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pym1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brp8

Número do item: CM0022726

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PYM1 de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta PYM1 humano, de camundongo e de rato (Q9BRP8), um regulador fundamental do complexo de junção de éxons envolvido na DNM e na tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PYM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PYM; WIBG; PYM1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	84305
GeneID	84305
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-204 da PYM1 humana (NP_115721.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9BRP8
Peso da proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo