

Anticorpo Monoclonal Anti-Pirofosfatase 1 Para Wb E Elisa - Q15181

Número do item: CM0003512



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado à Pirofosfatase 1 humana (PPA1, Q15181), adequado para Western blotting e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato, possibilitando pesquisa metabólica e de sinalização em múltiplas espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Pirofosfatase 1
Observações/Apelidos	PP, PP1, IOPPP, HEL-S-66p, SID6-8061, Pirofosfatase 1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5464
GeneID	5464
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Pirofosfatase 1 humana (Q15181).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15181
Peso Molecular da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo