


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Piruvato Carboxilase (Pc) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11498

Número do item: CM0026265



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Piruvato Carboxilase (PC) humana. Validado para aplicações de WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com PC de camundongo e rato. Adequado para pesquisa de gliconeogênese e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Piruvato Carboxilase (PC) pAb de Coelho
Observações/Apelido	PCB; Piruvato Carboxilase (PC)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5091
ID do Gene	5091
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 879-1178 da Piruvato Carboxilase humana (NP_001035806.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11498
Peso Proteico	130kDa
Envio	Saco de gelo