


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Qars Para Wb, Ihc, If, Elisa - P47897

Número do item: CM0025347



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à QARS humana (Glutaminil-tRNA sintetase). Validado para WB, IHC, IF, ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para pesquisas sobre desenvolvimento cerebral e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	QARS Rabbit pAb
Observações/Alias	QARS; GLNRS; MSCCA; PRO2195
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5859
GeneID	5859
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da QARS humana (NP_005042.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P47897
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo