

Anticorpo Policlonal Anti-Qdpr Para Wb E Elisa - P09417

Número do item: CM0028189



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra QDPR humano (DHPR, SDR33C1), validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa de biossíntese de tetrahydrobiopterina e fenilcetonúria.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	QDPR Coelho pAb
Observações/Apelido	DHPR; PKU2; HDHPR; SDR33C1; QDPR
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5860
GeneID	5860
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-244 do QDPR humano (NP_000311.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P09417
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo