


Anticorpo Monoclonal Anti-Qki Para Wb - Q96Pu8

Número do item: CM0006292



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-QKI validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a proteína de ligação ao RNA contendo domínio KH QKI, um regulador essencial do splicing, da estabilidade do RNA e da mielinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-QKI
Observações/alias	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	9444
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q96PU8
Peso da proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo