


## Anticorpo Policlonar Anti-Qpct Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16769

Número do item: CM0025233



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra QPCT humano para Western blot, IF/ICC e ELISA. Imunógeno recombinante; reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo de peptídeos piroglutamila e beta-amiloide.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | QPCT Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | QC; GCT; sQC; QPCT                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (humano)     | 25797                                                                                                                    |
| GeneID              | 25797                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-361 da QPCT humana (NP_036545.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | Q16769                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 41kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |