


Anticorpo Policlonal Anti-Qprt Para Wb E Elisa - Q15274

Número do item: CM0017587



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra QPRT humano (nicotinato-nucleotídeo pirofosforilase). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de catabolismo do ácido quinolínico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	QPRT Coelho pAb
Observações/Apelido	QPRTase; HEL-S-90n; QPRT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23475
GeneID	23475
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-297 do QPRT humano (NP_055113.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15274
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de Gelo