

Anticorpo Policlonal Anti-Qsox1 Para Wb, Elisa - 000391

Número do item: CM0028567



introdução

Anticorpo policlonal de coelho QSOX1 validado para Western blot e ELISA com reatividade humana e de camundongo. Tem como alvo a sulfidril oxidase 1, uma enzima chave na formação de ligações dissulfeto e na remodelação da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	QSOX1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Q6; QSCN6; QSOX1
Espécie	Humana
ID do Gene	5768
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-330 do QSOX1 humano (NP_001004128.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O00391
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de gelo