

Anticorpo Policlonal Anti-Qsox2 Para Wb E Elisa - Q6Zrp7

Número do item: CM0018700

introdução

O QSOX2 Rabbit pAb detecta o QSOX2 humano, reage de forma cruzada com o de camundongo e é validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a sulfidril oxidase 2 na apoptose e na formação de ligações dissulfeto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	QSOX2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SOXN; QSCN6L1; QSOX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	169714
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 370-650 do QSOX2 humano (NP_859052.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q6ZRP7
Peso Proteico	78kDa
Envio	Saco de gelo