

Anticorpo Policlonal Anti-R9Ap/Rgs9Bp Para Wb E Elisa - Q6Zs82

Número do item: CM0019204

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a R9AP/RGS9BP, uma âncora de membrana para RGS9-1 na fototransdução. Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em visão e sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	R9AP/RGS9BP Coelho pAb
Observações/Apelido	R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	388531
Imunógeno	Proteína Recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-107 do R9AP/RGS9BP humano (NP_997274.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6ZS82
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de Gelo