

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-R9Ap/Rgs9Bp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zs82

Número do item: CM0004047

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a R9AP/RGS9BP humano (Q6ZS82). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Fundamental para estudos de fototransdução visual e regulação da sinalização de GPCR. Reage cruzadamente com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | mAb anti-R9AP/RGS9BP de Coelho                                                                                                  |
| Observações/Alias          | R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP                                                                                                  |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                          |
| ID do Gene                 | 388531                                                                                                                          |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-107 de R9AP/RGS9BP humano. (NP_997274.2) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação                  | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada        | Humano                                                                                                                          |
| SWISS                      | Q6ZS82                                                                                                                          |
| Peso Molecular da Proteína | 25kDa                                                                                                                           |
| Envio                      | Isolado térmico com bolsa de gelo                                                                                               |