


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab10 Para Wb E Elisa - P61026

Número do item: CM0027732



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAB10 humana, adequado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. A proteína alvo é uma pequena GTPase envolvida no transporte do complexo de Golgi para a membrana plasmática, ciliogênese e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB10 Rabbit pAb
Observações/Alias	RAB10
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10890
GeneID	10890
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 98-198 da RAB10 humana (NP_057215.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P61026
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo